

صحتك أقرب، والعناية أسهل

CARNA AI Health Viewer

جهاز قياس الصحة

أكثر من مجرد جهاز للرعاية الصحية
حلّ ذكي لقياس الصحة يجمع بين الذكاء الاصطناعي
وتقنيات تحليل البيانات الحيوية

- قياس غير جراحي
- أكثر من 250 مؤشرًا صحيًا
- تقارير مخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي



The copyright to this catalogue is owned by [CARNA AI ASIA].
Once downloaded, it may not be modified, altered,
partially reproduced or distributed without authorisation in any form,
and any breach of these terms may result in legal liability
under copyright law and other relevant legislation.

CARNA AI

المكونات الأساسية لـ

يجمع الجهاز بين ثلاث وحدات رئيسية في نظام واحد، لتحقيق قياسات غير جراحية بدقة عالية مع تجربة استخدام سهلة.

الكاميرا

تتعرف تلقائيًا على المستخدم باستخدام تقنية التعرف على الوجه، وتقيس 8 مؤشرات صحية رئيسية في الوقت نفسه.



شاشة اللمس

واجهة استخدام سهلة وبديهية (UI/UX)، تعرض الرسوم البيانية والمؤشرات اللونية لمساعدة المستخدم على فهم حالته الصحية بسرعة.



المقبض اليدوي (Hand Stick)

يستخدم مستشعر حاصل على براءة اختراع لرصد الإشارات المغناطيسية الدقيقة، وجمع البيانات الحيوية بطريقة غير جراحية.



Easy for Everyone to Use

سهل الاستخدام للجميع



قياس سريع

إجراء القياس بسهولة
دون الحاجة إلى تسجيل معقد.

واجهة استخدام سهلة

عملية قياس بسيطة
تعتمد على شاشة اللمس.

خدمات صحية مخصصة

إمكانية الاستفادة من الاستشارات
وخدمات إدارة الصحة
استناداً إلى نتائج القياس.

مرونة في التركيب

تصميم موفر للطاقة
وفعال في استغلال المساحة
مناسب لمختلف البيئات.

دعم متعدد اللغات

واجهة متعددة اللغات
تلائم بيئات الاستخدام العالمية.

نظام إدارة

إدارة موحدة عن بُعد
لسجلات القياس وحالة الأجهزة وغيرها.

تحديثات تلقائية


تحديثات سحابية
لضمان تشغيل أحدث إصدار من النظام.

خدمة ما بعد البيع السريعة

تشخيص عن بُعد،
واستبدال الجهاز بسرعة عند الحاجة.

At a Glance Your Health Data

يمكن للجميع الاطلاع بسهولة على بيانات القياس التي تم تحليلها



قياس غير جراحي

قياس سهل وآمن
خلال حوالي 3 دقائق

تحليل بالذكاء الاصطناعي

تحليل دقيق لأكثر من
250 مؤشرًا صحيًا

تقرير مخصص

تقرير شخصي يساعد على
فهم الحالة الصحية بسهولة

إدارة مستمرة

دعم تبني عادات صحية أفضل
بالاعتماد على البيانات

النتائج المعروضة هي معلومات صحية مرجعية فقط، ولا تُعد بديلاً عن التشخيص أو العلاج الطبي المتخصص.

كفاءة في استغلال المساحة واستهلاك منخفض للطاقة تصميم الجهاز

بتصميمه البسيط وهيكله المريح،
بسهولة مع مختلف البيئات CARNA AI Health Viewer ينسجم



01

تصميم ينسجم مع أي مساحة

مظهر بسيط وأنيق يجعله مناسباً للمستشفيات والصيدليات
ومرافق الرعاية الصحية وغيرها.

02

تصميم مريح للمستخدم

ارتفاع وزاوية رؤية مدروسان بعناية،
مع شاشة واضحة لضمان تجربة استخدام مريحة.

03

قابلية التوسع والتخصيص

لا يقتصر على الوظائف الأساسية،
بل يتيح تصميم واجهة مخصصة تعكس هوية كل علامة تجارية.

04

واجهة ذكية

واجهة سهلة الاستخدام تعتمد على اللمس،
مع عرض البيانات في الوقت الفعلي
وتقديم ملاحظات مخصصة للمستخدم.

قياس سهل للجميع في مختلف الأماكن اليومية

من المستشفيات والصيديات إلى المدارس والشركات،
يمكن استخدام الجهاز بسهولة وفعالية في مختلف البيئات




هذا الجهاز هو جهاز ويلنس للرعاية الصحية غير طبي، وليس جهازًا طبيًا.
ويجب استخدام نتائج القياس كمعلومات مرجعية فقط.

Simple & Fast Measurement Process


صُمم الجهاز ليُمكّن الجميع من الاطلاع على حالتهم الصحية بسهولة، دون إجراءات معقدة

البدء 1.0 STEP
اضغط على زر "ابدأ" على الشاشة لبدء التعرف على الوجه.



01

إدخال المعلومات 2.0 STEP
اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة ثم انتقل إلى الخطوة التالية.




02

إجراء القياس 3.0 STEP
أمسك بالمقبض اليدوي بكلتا اليدين واستمر في القياس لمدة حوالي 3 دقائق.



03

عرض النتائج 4.0 STEP
اطّلع على تقرير الذكاء الاصطناعي الذي تم إنشاؤه من خلال مقارنة وتحليل البيانات باستخدام قواعد البيانات الضخمة.




04

تقنية متعددة الوسائط + الذكاء الاصطناعي

CARNA AI ما الذي يميز

MEASURE · 01




القياس

قياس متكامل متعدد الوسائط

يجمع في وقت واحد أنواعًا متعددة
: من البيانات الحيوية، بما في ذلك
الإشارات الكهربائية،
تحليل الوجه بالذكاء الاصطناعي، التحليل البصري

ANALYZE · 02



التحليل

تحليل متكامل بالذكاء الاصطناعي

تقوم نماذج الذكاء الاصطناعي بتحليل البيانات
بشكل شامل، بما في ذلك
التوصيات الغذائية، تقييم مستوى المخاطر
استراتيجيات دعم الشيخوخة الصحية

REPORT · 03




التقرير

تقرير صحي شامل غير جراحي

لا يقتصر التقرير على عرض الأرقام
بل يقدم تقريرًا شخصيًا
يشمل معلومات مرجعية حول
الوظائف الإدراكية، الصحة النفسية
شيخوخة البشرة، الهرمونات

APPLY · 04



الاستفادة

إدارة صحية قائمة على البيانات

إمكانية ربط النتائج بالاستشارات والخدمات
وبرامج المتابعة، لدعم إدارة صحية
مستمرة تعتمد على البيانات

مقابل الطرق التقليدية CARN AI

ماذا CARN AI

حدود القياسات المنفصلة والبيانات المجزأة من خلال CARN AI يتجاوز التحليل المتكامل متعدد الوسائط والاستفادة من البيانات الضخمة

CARN AI Health Viewer تحليل متكامل متعدد الوسائط

✓ تحليل متعدد الوسائط

تحليل متكامل لأكثر من 250 مؤشرًا، يشمل الجسم بالكامل، والوظائف الإدراكية والبشرة، والهرمونات.

✓ تخصيص يعتمد على التعلم العميق

تقديم إرشادات مخصصة لإدارة الصحة اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق والبيانات الضخمة.

✓ قياس غير جراحي تقرير صحي بالذكاء الاصطناعي +

تقارير شاملة مبنية على نتائج القياس تجمع بين خوارزميات الذكاء الاصطناعي والمعرفة المتخصصة لتعزيز موثوقية النتائج.

✓ قوة البيانات

الاعتماد على تعلم الذكاء الاصطناعي من آلاف إلى عشرات الآلاف من مجموعات البيانات البشرية لتقديم النتائج والتوقعات.

الطرق التقليدية قياس عناصر منفردة

— التركيز على وظيفة واحدة

قياس عناصر منفردة مثل ضغط الدم، تركيب الجسم (ECG) تخطيط القلب

— بيانات منفصلة

تُجمع البيانات بشكل مستقل، مما يجعل التحليل المتكامل أكثر صعوبة.

— عرض النتائج فقط



يقتصر على عرض القيم الرقمية مع نقص في التفسير والإرشادات العملية.

— محدودية الاستفادة من البيانات

يصعب تطوير النظام وتحسين دقته باستمرار بسبب محدودية التعلم والتطور.

التعلّم من عشرات الآلاف من بيانات الجسم البشري

يقارن الجهاز بيانات القياس الخاصة بالمستخدم بقاعدة واسعة من بيانات الجسم البشري، ثم يصنّف تلقائيًا أكثر من 250 مؤشرًا صحيًا ويعرضها للمستخدم.



من CARNA AI الحاصلة AIQRM تقنية على براءة اختراع

تقنية قياس بالرنين المغناطيسي، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعتمد على رصد وتحليل الإشارات المغناطيسية الطبيعية الصادرة عن جسم الإنسان.



2776549-10
0168743-2023-10

رقم براءة الاختراع
رقم طلب براءة الاختراع

تقارير صحية مخصصة تناسب كل فئة عمرية

المدرَّب على مئات الآلاف من الدراسات والأوراق البحثية، على إنشاء GPT، يعتمد محرك التحليل تقارير صحية مخصصة للعرض على شاشة الجهاز.

⚡ Generate CARNA AI Reports

Comprehensive Wellness Report Diet Plan Report Immune System Report Stress and Mental Wellness Report

🌟 Anti-Aging Analysis Report IV



CARNA AI Anti-Aging Analysis Report

Personalized Skin & Health Management Powered by AI
Scientific Solutions for Aging Care

View My Report

لجميع الفئات العمرية أنواع 7

- الصحة العامة
- تصميم برامج إنقاص الوزن
- تعزيز المناعة
- الصحة وفق الطب الكوري التقليدي
- التوتر والصحة النفسية
- مكافحة الشيخوخة
- تحليل التغذية والنظام الغذائي

والمستشفيات، والمدارس، وغيرها من البيئات المختلفة، (Drugstores) الاستخدام: مناسب للصيديات، ومتاجر الأدوية.

لمن هم دون 20 عامًا أنواع 5

- النمو البدني (التربية الرياضية)
- التنبؤ بالنمو
- الصحة النفسية والعاطفية (الإرشاد)
- الحالة الصحية (الصحة المدرسية)
- تحليل التغذية والنظام الغذائي

الاستخدام: مناسب لمعلمي التربية الرياضية، والصحة المدرسية، والإرشاد في المدارس.


عامًا فأكثر 55 أنواع 4

- إدارة الخرف والوظائف الإدراكية
- الوقاية من الساركوبينيا وهشاشة العظام
- التوازن الغذائي لكبار السن
- تقييم مخاطر أمراض القلب والدماغ والأوعية الدموية

الاستخدام: مناسب للمستشفيات ومرافق رعاية كبار السن.

التعرف على الصوت في الوقت الفعلي LIVE CHAT

استنادًا إلى بيانات القياس، يمكن للمستخدم طرح الأسئلة باستخدام التعرف على الصوت، لفهم النتائج والحصول على إرشادات تساعد في إدارة صحته.



جميع الإجابات تُقدم كمعلومات صحية وإرشادات لنمط الحياة لأغراض مرجعية فقط، ولا تُعد تشخيصًا أو علاجًا طبيًا، ولا تغني عن التشخيص أو العلاج من قبل المختصين.


إرسال تلقائي للهاتف عبر تطبيقات المراسلة

بعد اكتمال القياس،
يتم إرسال تقرير النتائج تلقائيًا
عبر تطبيقات المراسلة المختلفة
مثل: KakaoTalk, WhatsApp, SMS
وغيرها من خدمات المراسلة



منصة الإدارة المخصصة للشركاء

برنامج إدارة متكامل يتيح للشركاء إدارة البيانات والاستفادة منها بأمان



قد تتغير واجهة المستخدم الفعلية دون إشعار مسبق وفقًا لتحديثات المنتج.

المزايا الرئيسية

إدارة الحسابات

تكامل قواعد البيانات

المراقبة في الوقت الفعلي

دعم متعدد اللغات

الأمان وحماية البيانات الشخصية

مجالات الاستخدام

المستشفيات إدارة تقارير المرضى

الصيدليات دعم الاستشارات الصحية

الشركات متابعة صحة الموظفين

المؤسسات التعليمية متابعة صحة الطلاب ونموهم

الشركاء إدارة حالة الأجهزة المباعة والمثبتة

تقنية أثبتت كفاءتها في السوق

CARNA AI Health Viewer

يعمل الجهاز بثبات في مختلف البيئات العامة والخاصة، وقد أثبت كفاءته من حيث الدقة، والإمكانات السوقية، ورضا المستخدمين، وكفاءة التشغيل.



دعم الاستشارات الصحية وتقديم خدمات مخصصة للعملاء



متابعة صحة الأعضاء وتحليل نتائج البرامج الرياضية



تطبيق برامج صحة الموظفين والرفاه الوظيفي



متابعة صحة كبار السن ودعم مراقبة الأمراض المزمنة

	Page 1 of 10	Report No: UC/RS-2009-018
	TEST REPORT UCS-6304	
Audio/Video, information and communication technology equipment Part 1: Safety requirements		
Report Number:	UCRS-2009-018	
Date of issue:	2009-05-05	
Total number of pages:	08	
Name of Testing Laboratory preparing the Report:	UCS Ltd.	
Applicant's name:	CARMA ALBA Co., Ltd.	
Address:	181, Gusev Street, L. Onchingsong, Seoul, Republic of Korea	
Test specification:		
Standard:	IEC 62369-1:2010	
Test procedure:	N/A	
Non-standard test method:	N/A	
TSF certificate used:	IECCE 03-003-2011, 03.1.4	
Test Report Parts to be reviewed:	KOREANA, IE	
Test Report Parts/Originator(s):	(U/S/I)	
Master TRP:	Copyright © 2002 System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Certification Bodies (IECEE) All rights reserved.	
This publication may be reprinted in whole or in part on commercial purposes (e.g. in the IECES) as acknowledged in the acknowledgement of the original IECES text. It is not permitted to reproduce, in whole or in part, for non-commercial purposes, the text of the report without the express written permission of the copyright holder (the IECES Institute and/or its members). This report is intended to be used as a TRP Test Certificate issued by an NCB in accordance with IECCE 03-003-2011.		
Several observations: The test results presented in this report relate only to the object tested. This report shall be kept confidential, except for the written approval of the issuing CCB Testing Laboratory. The authenticity of this report and its contents can be verified by contacting the NCB responsible for this Test Report.		

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Applicant: CANNA NUSA Co., Ltd.
Address: 181, Daeseo-digital 1st, Gyeongsang-gu, Seoul, Republic of Korea
Manufacturer: CANNA NUSA Co., Ltd.
Product: 181, Daeseo Digital 1st, Gyeongsang-gu, Seoul, Republic of Korea
Product: CANNA N USA DIGITAL WEBSTER
Model(s): CANA-RESCALDS
Fully Model(s): -
Directive: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/53/EU
CE Marking

The declaration applies to all equipment manufactured in accordance with manufacturer's technical design drawings and compliance of the product with the requirements relating to electromagnetic compatibility was based on the following harmonized standards.

Standard(s)

EN 61010-1:2016+A1:2019
EN IEC 61010-2-2:2017/A1:2021
EN 61010-2-2:2017/A2:2021
EN 61010-2-2:2017/A3:2021

Manufacturer:

Issued By: CANNA N USA Co., Ltd. Kim Chae-Til / Park Sang-Sun
(Date of Issue: 15 Jan 2024)

Signature

This EUC is only valid in connection with: Your Request No.: UC2023-0052


Noting Laboratory:
ULS Co., Ltd., #708B, 5th Floor, Bongeom-ro, Jungnam-Gu, Daejeon, REPUBLIC OF KOREA

[illegible]

방송통신기자재등의 적합등록증 Registration of Broadcasting and Communication Equipments	
원호 또는 증명 Trade Name or Register	주식회사 케이티 테레콤코리아 주식회사 (KORTEL KT COMM. CO., LTD.)
기종내칭(제품명) Equipment Name	COMO-40 무선전화기
기종호(주요 기술호) Equipment Code	00117-1-000-1-00000-00000000
기종번호명 Basic Model Number	COM-4000-00
사형모델명 Series Model Number	
등록번호 Registration No.	9-99-K001-K001-K000-00
제조국명(제조국) Manufacture-Country of Origin	대한민국 충청남도 천안시 서북구 (KORTEL KT COMM. CO., LTD.)
등록일 Date of Registration	2008-01-16
기타 Other	
이 허가증의 「제1항」 제2호의 2) 제4항에 따라 등록증에 붙여 증명합니다. It is verified that the foregoing equipment has been registered under the Class C, Article No.2-4 of Radio Waves Act.	
2008년 01월 16일 (Monday) 14:21 (GMT+9)  국립전파연구원 Director General of National Radio Research Agency	


CARNA AI

مواصفات المنتج



CARNA AI HEALTH VIEWER	اسم المنتج
CARNA AI	العلامة التجارية
CRAI-KIOCA-26	اسم الطراز
سم (قطريًا 32") 81	حجم الشاشة
1080 × 1920 (FULL HD)	الدقة
1353mm(H) × 510mm(V) × 430mm	أبعاد المنتج
46kg	وزن المنتج
AC 100–240V ~ 50/60Hz	الجهد المقنن
250W	استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
300cd/m ²	السطوع
يسار / يمين 178°	زاوية الرؤية
مدمج 2 × 8W	مكبرات الصوت: مدمجة
الجهاز: أبيض، الحامل: أبيض	اللون
0°C – 50°C	درجة حرارة التشغيل
R-R-ASIA-CRAI-KIOCA-26	رقم التسجيل
2026.02	تاريخ التصنيع
CARNA AI ASIA CO., LTD. / KOREA	الشركة المصنعة / بلد المنشأ

قد تتغير مواصفات المنتج دون إشعار مسبق بهدف تحسين الجودة.



서울특별시 금천구 가산디지털1로 181더블유센터 405호
 #405, 181 Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Republic of Korea

Tel. 02-6264-2210

E-mail. ceo@carnaasia.com

Homepage. <https://carnaasia.com>



ليس جهازًا طبيًا مخصصًا لتشخيص الأمراض أو علاجها CARNAL AI Health Viewer إن جهاز
 بل هو جهاز ويلنس للرعاية الصحية يهدف إلى دعم إدارة الصحة والوقاية وتعزيز نمط الحياة الصحي