

健康をもっと身近に、
管理をもっと簡単に

CARNA AI Health Viewer

健康測定機器

単なるヘルスケア機器を超え、
AIと生体分析技術を融合した健康測定ソリューション

- 非侵襲測定
- 250+ 健康指標
- AIカスタムレポート



本カタログの著作権は[CARNA AI ASIA]に帰属します。
ダウンロード後、いかなる形式においても修正、改変、
部分的なキャプチャおよび無断配布を行うことはできません。
これに違反した場合、著作権法等に基づき法的責任を問われることがあります。

CARNA AI

主要構成要素

1台の機器に3つの主要モジュールを搭載し、
非侵襲測定の精度と使いやすさを同時に高めます。



カメラ

顔認識技術によりユーザーを自動識別し、
8種類の主要健康指標を同時に測定します。



タッチスクリーン

直感的なUI/UX、可視化グラフ、
カラーインデックスにより、
自身の状態をひと目で確認できます。



ハンドスティック

特許技術を採用したセンサーが
微細な磁場信号を検知し、
生体データを非侵襲的に収集します。

誰でも簡単に使える **CARNA AI Health Viewer**

スピーディーな測定

複雑な登録不要で、
誰でも簡単に測定可能

直感的なインターフェース

タッチ操作ベースのシンプルな
測定プロセス

パーソナライズされた 健康連携

結果に基づく
カウンセリングや健康管理
サービスとの連携が可能

柔軟な設置環境

省電力・省スペース設計で、
さまざまな空間に設置可能

多言語対応

グローバル環境で利用可能な
多言語インターフェースを提供

管理者システム

測定記録や機器状態などを
遠隔で一元管理

自動アップデート対応

クラウドベースで
常に最新システムを維持



迅速なアフターサービス

遠隔診断および必要時の
迅速な機器交換



ひと目でわかる 私の健康データ

分析された測定データを誰でも簡単に確認できます。



CARNA AI X GPT AI Anti-Aging 分析

AIによるパーソナライズされた肌・健康管理
科学的なエイジングケアソリューション

私のレポートを見る

非侵襲測定

手軽かつ安全に
3分測定

AI分析

250+ 健康指標を
AIが精密分析

カスタムレポート

個別最適化された
レポートで健康状態を
ひと目で理解

継続管理

データに基づく管理で、
より良い健康習慣を形成

測定結果は参考用の健康情報であり、専門的な医療診断や治療に代わるものではありません。

省スペース・省電力設計 デバイスデザイン

ミニマルな外観と人間工学に基づく構造で、
どこに置いても自然に調和するヘルスビューア



01

空間と調和するデザイン

ミニマルな外観で、
病院・薬局・ヘルスケア施設など
あらゆる場所に導入可能

02

人間工学設計

画面の視認性、
適切な高さと角度を考慮した
ユーザー中心設計

03

拡張性とカスタマイズ

単なる機能提供を超え、
ブランド特性に合わせた
カスタムインターフェースを実現

04

スマートインターフェース

直感的なUI・タッチ操作により、
リアルタイムデータ表示と
ユーザー別フィードバックを提供

日常のさまざまな場所で 誰でも簡単に測定

病院・薬局から学校・企業まで、
さまざまな環境で直感的に活用できます。



本機器は医療機器ではない非医療用ウェルネスヘルスケア機器であり、
測定結果は参考目的でのみご利用ください。

シンプルでスピーディーな 測定プロセス

誰でも複雑な手順なしで簡単に
健康状態を確認できるよう設計されています。

01

STEP 1・開始

画面のスタートボタンを押して顔認識を実施



02

STEP 2・情報入力

画面の案内を確認し、次のステップへ進行



03

STEP 3・測定


ハンドスティックを両手で持ち、
約3分間測定を実施



04


STEP 4・結果確認

ビッグデータと比較分析された
AIレポートを確認



マルチモーダル + AIベース CARNA AIの独自性

01・MEASURE



測定

マルチモーダル統合測定

光学・電気信号・AI顔分析など、
多様な生体データを一度に収集

02・ANALYZE



分析

AIベース統合分析

AIモデルがリスク分析から栄養提案、
アンチエイジング戦略まで総合的に分析

03・REPORT




レポート

非侵襲型総合レポート

認知機能、メンタルヘルス、肌老化、
ホルモンなど、単なる数値提供ではなく
個別最適化レポートを提供

04・APPLY



活用

データベース健康管理

結果をもとにカスタム相談、
管理、サービスなどへ連携し、
継続的な健康管理をサポート

CARNA AI vs 従来方式

なぜCARNA AIなのか

単一項目測定と断片的データの限界を、
マルチモーダル統合分析とビッグデータ学習で超えます。

CARNA AI Health Viewer 統合マルチモーダル分析

✓ マルチモーダル統合分析

全身・認知・肌・ホルモンまで網羅する
250+ 項目の統合分析

✓ ディープラーニングベースの パーソナライズ

AIディープラーニングと
ビッグデータに基づき、
個別最適化された健康管理ガイドを提供

✓ 非侵襲 + AIヘルスレポート

測定ベースの総合レポートと
AIアルゴリズム、
専門知識の融合で信頼性を強化

✓ データスケール

数千～数万件のビッグデータ学習を基盤に、
結果と予測を提示

従来方式 単一項目測定

— 単一機能中心

体成分・血圧・心電図など、
単一項目中心の測定

— データ分離

各データが分離され、
統合分析が困難

— 結果のみ提供

数値結果の提示に留まり、
解釈やガイドが不足

— データ活用の限界

継続的な学習と進化が難しく、
精度向上に限界

数万件以上の 人体データ学習

ユーザーの測定データを人体データと比較分析し、
250種類以上の健康指標を自動分類して提供



CARNA AIの 特許技術 AIQRM

人体の磁場信号を検知・分析する
AIベースの共鳴磁気測定技術

特許登録番号
特許出願番号

第10-2776549号
第10-2023-0168743号



年代別カスタム 健康レポート

数十万件の研究・論文データを学習したGPT分析エンジンが、
ディスプレイ専用健康レポートを生成します。

⚡ CARNA AI レポート生成

総合健康レポート

食事プランレポート

免疫機能レポート

ストレス・メンタルヘルスレポート

✦ アンチエイジング分析レポート



CARNA AI Anti-Aging 分析

AI によるパーソナライズされた肌・健康管理
科学的なエイジングケアソリューション

私のレポートを見る

全年齢対象 7種類

薬局、ドラッグストア、病院、
学校など多様な環境で活用

総合健康

ダイエット設計

免疫力強化

ストレス・メンタルヘルス

栄養・食事分析

アンチエイジング

韓方医学

20歳未満対象 5種類

学校の体育、保健、
カウンセリング教員が活用

成長予測

身体発達 (体育)

健康状態 (保健)

栄養・食事分析

精神・情緒 (カウンセリング)

55歳以上対象 4種類

病院および介護施設で活用

認知症・認知機能管理

サルコペニア・骨粗しょう症予防

心血管・脳血管リスク

シニア栄養バランス

音声認識ベースの リアルタイム LIVE CHAT

測定データをもとに、音声認識による質問入力で、
結果の理解や管理方法の案内を受けることができます。



すべての回答は医療診断ではなく、参考用の健康情報および生活習慣ガイドであり、
専門的な医療診断や治療に代わるものではありません。

モバイル自動送信 メッセージャー連携

測定完了後、結果レポートは
カカオトーク、WhatsApp、SMSなど
さまざまなメッセージャーを通じて
送信されます。



パートナー専用 管理者プラットフォーム

データを安全に管理・活用できるパートナー向け統合運営プログラム



製品アップデートにより、実際のUIは予告なく変更される場合があります。

FEATURES・主な機能

アカウント管理

データベース連携

リアルタイムモニタリング

多言語対応

セキュリティ / 個人情報保護

USE CASES・活用分野

病院 患者レポート管理

薬局 健康相談資料として活用

企業 社員健康モニタリング

教育機関 学生の健康・成長モニタリング

パートナー企業 販売・設置機器状況管理

技術と市場で実証された CARNA AI Health Viewer

民間・公共のさまざまな環境で安定運用され、
精度・市場性・満足度・運営効率において実証済みです。



健康相談および顧客別カスタムサービス活用



会員健康モニタリングおよび運動効果分析



従業員健康管理および福利厚生プログラムへの適用



高齢者健康管理および慢性疾患モニタリング

Page 1 of 50 Report No. UICB23-000101

TEST REPORT EC 62360-1 Audio/visual, information and communication technology equipment Part 1: Safety requirements

Report Number: UICB23-000101
Date of Issue: 2023-05-01
Total number of pages: 50

Name of Testing Laboratory
Imparting the Report: UICB Co., Ltd.
Applicant's name: CARNA AI Health Viewer Co., Ltd.
Address: 181, Guseong Digital 1-ro, Gyeongsang-gu, Seoul, Republic of Korea

Test specification:
Standard: IEC 62360-1:2019
Test procedure: N/A
Non-standard test method: N/A
TSP version used: IEC 62360-1:2019, IEC 62360-1:2019, IEC 62360-1:2019
Test Report Form(s) Originator(s): UICB
Version (V): 1.0
Copyright © 2023 IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components (IECEE System). All rights reserved.

This report is not valid as a CB Test Certificate unless signed by an approved CB Testing Laboratory and approved to a CB Test Certificate issued by an IECB in accordance with IECB 62.

Several observations:
The test results presented in this report relate only to the subject tested.
This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of the issuing CB Testing Laboratory. The authority of the Test Report and its contents can be verified by contacting the IECB responsible for this Test Report.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Applicant: CARNA AI Health Viewer Co., Ltd.
Address: 181, Guseong Digital 1-ro, Gyeongsang-gu, Seoul, Republic of Korea
Manufacturer: CARNA AI Health Viewer Co., Ltd.
Address: 181, Guseong Digital 1-ro, Gyeongsang-gu, Seoul, Republic of Korea
Product: CARNA AI Health Viewer
Model: CARNA AI Health Viewer

Declaration: Electromagnetic Compatibility (Directive 2014/53/EU)
CB Working

This declaration applies to all equipment manufactured or imported by the manufacturer or importer, considering the conformity of the product with the requirements relating to electromagnetic compatibility as set out in the following harmonized standards:

Harmonized Standards:
EN 62360-1:2019
EN 62360-2:2019
EN 62360-3:2019
EN 62360-4:2019

Manufacturer:
CARNA AI Health Viewer Co., Ltd.
Signed By: CARNA AI Health Viewer Co., Ltd. Kim Chul-Tai / Park Bong-Hyun
(Date of Issue: 15 Jan 2023)

This DEC is only valid in connection with Test Report No. UICB23-000101

Issuing Laboratory:
UICB Co., Ltd., 181, Guseong Digital 1-ro, Gyeongsang-gu, Seoul, Republic of Korea
www.uicb.co.kr

Acceptance of "Registration of Product Conformity"

Company name: CARNA AI Health Viewer Co., Ltd.
Address: 181, Guseong Digital 1-ro, Gyeongsang-gu, Seoul, Korea 05000
Registration person: Kim Chul-Tai
Department: R&D
Contact person: Lee Seung-Hyun
Address: 181, Guseong Digital 1-ro, Gyeongsang-gu, Seoul, Republic of Korea
Phone: 02-824-2221
Fax: 02-824-2222
E-mail: support@carna.co.kr
Department: Management Support
Name: Kim Chul-Tai
Acceptance date: 2023/05/01

Registration No.: UICB23-000101
Product Name: CARNA AI Health Viewer
Classification code: 91
Product type: 01
Product number: 0001
Name of the testing laboratory: UICB Co., Ltd.

Measurement item and registration No. of testing facility:
1. Radiated EM measurement below 30 MHz: 0-2023
2. Radiated EM measurement above 30 MHz: 0-2023
3. Conducted EM measurement for Wireless LAN: 0-2023
4. Conducted EM measurement for Wireless LAN: 0-2023
5. The compliance verification test was conducted at the modulation rate of 100%

Date of testing: 2023/05/01
Location: UICB 3000-0001

Signature of the applicant:
Kim Chul-Tai

방송통신기자재등의 적합등록증 Registration of Broadcasting and Communication Equipments

발급 번호: 2023-05-01
발급 일자: 2023.05.01
발급 기관: 국립전파연구원
발급 대상: CARNA AI Health Viewer Co., Ltd.
발급 품목: CARNA AI Health Viewer
발급 품목명: CARNA AI Health Viewer
발급 품목번호: 0001-0001-0001
발급 품목명: CARNA AI Health Viewer
발급 품목번호: 0001-0001-0001

등록번호: 2023-05-01
등록일자: 2023.05.01
등록기관: 국립전파연구원
등록대상: CARNA AI Health Viewer Co., Ltd.
등록품목: CARNA AI Health Viewer
등록품목명: CARNA AI Health Viewer
등록품목번호: 0001-0001-0001

위 기재사항은 「전자파」 제2조제2항 제2호에 따라 등록대상품에 해당한다.
It is verified that the foregoing equipment has been registered under the Clause 1, Article 26-2 of Radio Waves Act.


2023.05.01 (월) 14:00 (일시)

국립전파연구원장
Director General of National Radio Research Agency

본 등록증은 「전자파」 제2조제2항 제2호에 따라 등록대상품에 해당한다.
This registration certificate is valid for equipment registered under the Clause 1, Article 26-2 of Radio Waves Act.

CARNA AI

製品仕様



商品名	CARNA AI ヘルスビューア
ブランド	CARNA AI
モデル名	CRAI-KIOCA-26
画面サイズ	81CM (対角線長 32 インチ基準)
解像度	1080 × 1920 (FULL HD)
製品サイズ	1353mm (H) × 510mm (V) × 430mm
製品重量	約 46kg
定格電圧	AC 100-240V ~ 50/60Hz
消費電力 (最大約)	250W
輝度	300cd/m ²
視野角	左・右 178°
スピーカー	内蔵型 2 個 × 8W
カラー	本体：ホワイト、スタンド：ホワイト
動作温度	-0 °C ~ 50°C
登録番号	R-R-ASIA-CRAI-KIOCA-26
製造年月	2026 年 2 月
製造元 / 製造国	CARNA AI ASIA CO., LTD. / KOREA

製品仕様は品質向上のため、事前通知なく変更される場合があります。

