

讓健康更貼近，讓管理更簡單

CARNA AI Health Viewer

健康測量設備

不只是單純的健康照護設備，
結合 AI 與生物分析技術的健康測量解決方案

- 非侵入式測量
- 250+ 健康指標
- AI 客製化報告



本目錄之著作權歸 [CARNA AI ASIA] 所有。

下載後不得以任何形式進行修改、變更、部分截取或未經授權之散布
若違反此規定，將依著作權法等相關法規承擔法律責任。

CARNA AI

核心組成

三大核心模組整合於單一設備中，
同時提升非侵入式測量的準確性與使用便利性。



攝影機

透過人臉辨識技術自動識別使用者，
並同步測量 8 項主要健康指標。



觸控螢幕

透過直覺化 UI/UX、視覺化圖表與色彩指數，
讓使用者一目了然掌握自身健康狀態。



手持感測棒

搭載專利技術感測器，可偵測微弱磁場訊號，
以非侵入方式蒐集生理數據。

人人都能輕鬆使用的 CARNA AI Health Viewer

快速測量

無需繁瑣註冊,
人人皆可輕鬆完成測量

直覺式介面

簡單的觸控操作,
輕鬆完成測量流程

個人化健康服務串接

可依據測量結果進行諮詢,
並連結健康管理服務

彈性安裝環境

低耗電、節省空間設計,
適用於各種場域



多語言支援

提供適用於全球環境的
多語言操作介面

管理者系統

測定記錄や機器狀態などを
遠隔で一元管理

自動更新支援

雲端架構設計,
持續維持最新系統版本

快速售後服務

支援遠端診斷,
必要時可快速更換設備

一眼掌握 我的健康數據

經分析後的測量數據，讓任何人都能輕鬆理解。



非侵入式測量

簡單、安全，
約 3 分鐘完成檢測

AI 分析

AI 精準分析
250+ 項健康指標

個人化報告

透過專屬報告
快速掌握健康狀況

持續管理

以數據為基礎，
培養更健康的生活習慣

測量結果僅供健康資訊參考，不能取代專業醫療診斷或治療。

節省空間・低功耗設計

裝置外觀設計

以極簡外型與人體工學結構打造，
無論放置於何處都能自然融入環境的健康檢測儀。



01

與空間完美融合

極簡外觀設計，適用於醫院、
藥局、健康照護機構等各種場所。

02

人體工學結構

考量螢幕可視性、適當高度與角度，
以使用者體驗為核心設計。

03

擴充性與客製化

不僅提供基本功能，
更可依品牌特色打造專屬介面。

04

智慧互動介面

直覺式 UI 與觸控操作，
即時顯示數據並提供個人化回饋。

日常生活中的每個角落 人人都能輕鬆測量

從醫院、藥局到學校、企業，皆可於多元環境中直覺使用。



本設備並非醫療器材，而是非醫療用途的健康管理設備，
測量結果僅供參考使用。


簡單又快速的 測量流程

為了讓任何人都能輕鬆掌握健康狀況，
特別設計了簡便的操作流程。

01

STEP 1 · 開始測量


按下螢幕上的開始按鈕，進行人臉辨識



02

STEP 2 · 輸入資訊

依照螢幕指示完成資料確認並進入下一步



03

STEP 3 · 開始檢測


雙手握住手持感測棒，進行約 3 分鐘測量



04

STEP 4 · 查看結果


查看經大數據比對分析後生成的 AI 報告



多模態 + AI 驅動

CARNA AI 的獨特優勢

01 · MEASURE



測量

多模態整合檢測

透過光學訊號、
電訊號與 AI 人臉分析等技術，
一次蒐集多種生理數據。

02 · ANALYZE



分析

AI 整合分析

AI 模型可綜合分析健康風險、
營養建議與抗老化策略。

03 · REPORT




報告

非侵入式綜合報告

蓋認知功能、心理健康、皮膚老化、
荷爾蒙等項目，不只是數據呈現，
更提供個人化分析報告。

04 · APPLY



應用

數據驅動健康管理

依據分析結果串接個人化諮詢、
管理與服務，
協助持續健康管理。

CARNA AI vs 傳統方式

為什麼選擇 CARNA AI

透過多模態整合分析與大數據學習，
突破單項測量與零散數據的限制。

CARNA AI Health Viewer 整合式多模態分析

✓ 多模態整合分析

涵蓋全身健康、認知功能、皮膚與荷爾蒙等，
整合分析 250+ 項健康指標。

✓ 深度學習個人化分析

基於 AI 深度學習與大數據，
提供個人化健康管理建議。

✓ 非侵入式 + AI 健康報告

透過測量數據生成綜合報告，
結合 AI 演算法與專業知識提升可信度。

✓ 數據規模

基於數千至數萬筆大數據訓練，
提供分析結果與健康趨勢預測。

傳統方式 單項測量

— 單一功能導向

以身體組成、血壓、
心電圖等單一項目測量為主。

— 數據分散

各項數據彼此獨立，
難以進行整合分析。

— 僅提供結果



僅顯示數值結果，
缺乏進一步解讀與建議。

— 數據應用受限

難以持續學習與進化，
準確度提升空間有限。

超過數萬筆的 人體數據學習

將使用者測量數據與人體資料進行比對分析，
自動分類並提供超過 250 項健康指標。



CARNA AI 專利技術 AIQRM

能夠偵測並分析人體磁場訊號的
人工智慧共振磁測量技術

專利登錄號
專利申請號

第10-2776549 號
第10-2023-0168743 號



依年齡層量身打造的 健康報告

透過學習數十萬筆研究與論文資料的 GPT 分析引擎，
生成專用健康報告。

⚡ Generate CARNA AI Reports

Comprehensive Wellness Report

Diet Plan Report

Immune System Report

Stress and Mental Wellness Report

✦ Anti-Aging Analysis Report

💧 IV



CARNA AI Anti-Aging Analysis Report

Personalized Skin & Health Management Powered by AI
Scientific Solutions for Aging Care

View My Report

全年齡適用 7種

- 綜合健康
- 減重規劃
- 免疫力強化
- 中醫分析
- 壓力與心理健康
- 營養與飲食分析
- 抗老化

適用於藥局、藥妝店、醫院、學校等多種環境

未滿 20 歲 5種

- 成長預測
- 身體發展 (體育)
- 健康狀態 (保健)
- 心理與情緒 (輔導)
- 營養與飲食分析

可供學校體育老師、保健老師及輔導老師使用


55 歲以上 4種

- 失智症與認知功能管理
- 肌少症與骨質疏鬆預防
- 心腦血管風險評估
- 高齡營養平衡

適用於醫院及長照機構

語音辨識驅動的 即時 LIVE CHAT

根據測量數據，透過語音辨識輸入問題，
協助理解結果並獲得健康管理方向建議。



所有回答皆為健康資訊與生活習慣建議，並非醫療診斷，
無法取代專業醫療診斷或治療。


自動傳送至手機 訊息平台整合

測量完成後，報告可透過
LINE、WhatsApp、
SMS 等多種通訊平台自動傳送。



合作夥伴專用 管理平台

提供安全管理與應用資料的合作夥伴整合營運系統



實際介面可能因產品更新而未經預告變更。

FEATURES · 主要功能

帳號管理

資料庫串接

即時監控

多語言支援

資安與個資保護

USE CASES · 應用場景

醫院 病患報告管理

藥局 健康諮詢資料應用

企業 員工健康監測

教育機構 學生健康與成長追蹤

合作夥伴 銷售與安裝設備管理

技術與市場雙重驗證的 CARNA AI Health Viewer

已於民間與公部門多元場域穩定運作，
在準確度、市場潛力、使用滿意度及營運效率方面皆獲驗證。



應用於健康諮詢與客製化服務




會員健康監測與運動成效分析



員工健康管理與企業福利方案




長者健康管理與慢性疾病監測



CARNA AI

產品規格



商品名稱	CARNA AI HEALTH VIEWER
品牌	CARNA AI
型號	CRAI-KIOCA-26
螢幕尺寸	32 吋（對角線長度約 81 公分）
解析度	1080 × 1920（FULL HD, 直向）
產品尺寸	1353mm（高）× 510mm（寬）× 430mm（深）
產品重量	約 46kg
額定電壓	AC 100–240V ~ 50/60Hz
最大功耗	250W
亮度	300cd/m ²
可視角度	178°（水平 / 垂直）
揚聲器	內建揚聲器 2 組 × 8 W
顏色	機身：白色，支架：白色
工作溫度	0°C – 50°C
註冊編號	R-R-ASIA-CRAI-KIOCA-26
製造年月	2026 年 02 月
製造商 / 製造國	CARNA AI ASIA CO., LTD. / 韓國

產品規格可能因品質提升而不經預告進行變更。

